




 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	คู่มือ / แนวปฏิบัติ / ขั้นตอนการเตรียม Syrup BP ☒ ขั้นตอนใหม่ ☐ ปรับปรุง	จัดทำโดย นายณรงค์ มุลศรี (นักวิทยาศาสตร์) ณ วันที่.23/05/2568.....
---	---	--

ขั้นตอนการเตรียม Syrup BP

ขั้นตอนการเตรียม Syrup BP	คำอธิบายขั้นตอนการเตรียม Syrup BP	ระยะเวลา
	1.เตรียม Beaker, cylinder, ข้อนัดกสารVolumetric flask, Stirring Rod , Hot plate, กระจกชั่งสาร, น้ำตาลทราย นลากและ น้ำกลั่น	15 นาที
	2. ชั่งน้ำตาลทราย ตามปริมาณที่ต้องการ ในกระจกชั่งสาร (Syrup BP ใช้น้ำตาล 667 กรัม ในปริมาตร1000 มิลลิลิตร)	3 นาที
	3.ตวงน้ำกลั่นใส่ Beaker ตามปริมาณที่กำหนด จากนั้นนำน้ำตั้งไฟให้ความร้อนปานกลางบน Hot plate ค่อยๆเทน้ำตาลทรายที่ชั่งไว้ใส่ลงไป ใช้ Stirring Rod คนให้สารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน	20 นาที
	4.นำสารละลายในBeaker ที่ละลายจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว เทใส่Volumetric flask เพื่อปรับปริมาตรให้ได้ตามความเข้มข้นที่ต้องการ	2 นาที
	5.นำสารละลายที่ได้ปรับปริมาตรเรียบร้อยแล้ว เทใส่ภาชนะบรรจุ label นลากให้เรียบร้อย ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บเข้าตู้ดังเดิม	15 นาที
	รวม	55 นาที

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	คู่มือ / แนวปฏิบัติ / ขั้นตอนการเตรียม Syrup BP ☒ ขั้นตอนใหม่ ☐ ปรับปรุง	จัดทำโดย นายณรงค์ มุลศรี (นักวิทยาศาสตร์) ณ วันที่ 23/05/2568.....
---	---	--

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....

ตรวจสอบข้อมูลแล้ว  (นายสมชาย หลวงสนาม) หัวหน้างานกลุ่มบริการการศึกษา วันที่ 12 มิถุนายน 2568	ตรวจสอบข้อมูลแล้ว  (นางสาวเปรมจิตร ชนมาร) ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี วันที่ 12 มิถุนายน 2568
---	---