


 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ขั้นตอนในการตรวจเช็คชุดกำจัดสารเคมี/สารชีวภาพหกปนเปื้อน (Biological and Chemical Spill Cleanup Kits) ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาฯ ☒ ขั้นตอนใหม่ ☐ ปรับปรุง	จัดทำโดย น.ส.เนตรรุจี จันทร์หอม งานบริการการศึกษา ณ วันที่.....
--	---	--

ขั้นตอนในการตรวจเช็คชุดกำจัดสารเคมี/สารชีวภาพหกปนเปื้อน (Biological and Chemical Spill Cleanup Kits)
ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาฯ



* หมายเหตุ

- ความถี่ในการตรวจสอบทุก 1 เดือน
- จัดเก็บเข้าแฟ้มและเปลี่ยนแบบฟอร์มฯ ทุก 1 ปี

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ขั้นตอนในการตรวจเช็คชุดกำจัดสารเคมี/สารชีวภาพหกปนเปื้อน (Biological and Chemical Spill Cleanup Kits) ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาฯ ☒ ขั้นตอนใหม่ ☐ ปรับปรุง	จัดทำโดย น.ส.เนตรรุจิ จันทร์หอม งานบริการการศึกษา ณ วันที่.....
--	---	--

ขั้นตอนในการตรวจเช็คชุดกำจัดสารเคมี/สารชีวภาพหกปนเปื้อน (Biological and Chemical Spill Cleanup Kits)
ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาฯ


ขั้นตอน	ระยะเวลา	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. แบบฟอร์มตรวจเช็ครายการชุดกำจัดสารเคมี/สารชีวภาพหกปนเปื้อน (Biological and Chemical Spill Cleanup Kits) ประจำห้องปฏิบัติการ	30 นาที	
2. ตรวจเช็คตามรายการ โดยนับจำนวน และลักษณะอุปกรณ์ว่า ไม่เสื่อมสภาพ พร้อมใช้งาน		
3. หากจำนวนไม่ครบ มีการเสื่อมสภาพ หรือไม่พร้อมใช้งาน ให้เบิกจากสต็อก/จัดซื้อมาให้ครบ และเพียงพอ		
4. ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค และวันที่ตรวจเช็ค		
5. ความถี่ในการตรวจเช็ค ทุก 1 เดือน	-	
6. ครบ 1 ปี ให้นำแบบฟอร์มตรวจเช็ครายการชุดกำจัดสารเคมี/สารชีวภาพหกปนเปื้อน (Biological and Chemical Spill Cleanup Kits) ประจำห้องปฏิบัติการไปใหม่มาเปลี่ยน และนำใบเดิมเก็บเข้าแฟ้มประจำห้องปฏิบัติการ	-	
7. ประเมินลักษณะการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงชุดกำจัดสารเคมี/สารชีวภาพหกปนเปื้อน (Biological and Chemical Spill Cleanup Kits) ประจำห้องปฏิบัติการ ให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการ	-	

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ขั้นตอนในการตรวจเช็คชุดกำจัดสารเคมี/สารชีวภาพหกปนเปื้อน (Biological and Chemical Spill Cleanup Kits) ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาฯ ☒ ขั้นตอนใหม่ ☐ ปรับปรุง	จัดทำโดย น.ส.เนตรรุจิ จันทร์หอม งานบริการการศึกษา ณ วันที่.....
--	--	--

รายการชุดกำจัดสารเคมี/สารชีวภาพหกปนเปื้อน (Biological and Chemical Spill Cleanup Kits)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน
1	ชุดป้องกันสารเคมี แบบใช้แล้วทิ้ง	1 ชุด
2	หน้ากากป้องกันสารเคมี	1 อัน
3	หน้ากาก N95 แบบใช้แล้วทิ้ง	1 อัน
4	ครอบตา (Goggle) ป้องกันสารเคมี	1 อัน
5	ถุงมือยาง nitrile	3 คู่
6	ผง Sodium bicarbonate	2 ถุง
7	ผง Virkon®	2 ถุง
8	ขวดพลาสติก ขนาด 500 ml	1 ขวด
9	กระดาษทิชชู	2 แพ็ค
10	ถุงพลาสติกแบบ Zipper seal	2 ถุง
11	ที่ดักผงพลาสติก	1 อัน
12	ไม้พายพลาสติก	1 อัน
13	ถุงคลุมเท้า แบบใช้แล้วทิ้ง	2 คู่
14	ปากคีบ	1 อัน
15	เทปกาวยาว	1 อัน
16	ปากกา marker	1 ด้าม
17	กระป๋องพลาสติกปากกว้าง มีฝาปิดสนิท (ใส่แก้วแตก)	1 อัน
18	ถุงขยะใส่ขยะอันตราย/ มีพิษ (สีขาว)	2 ถุง
19	ถุงขยะใส่ขยะติดเชื้อ (สีแดง)	2 ถุง
20	หมวกคลุมผม	1 ใบ
21	ป้ายเตือนบอกเขตอันตราย ห้ามเข้าบริเวณปนเปื้อน	1 อัน
22	เชือก หรือยางสำหรับผูกถุงขยะ	2 เส้น
23	คู่มือการใช้/แบบรายงาน อุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ	1 ฉบับ
24	กล่องบรรจุ	1 กล่อง

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ขั้นตอนในการตรวจเช็คชุดกำจัดสารเคมี/สารชีวภาพหกปนเปื้อน (Biological and Chemical Spill Cleanup Kits) ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนา ☒ ขั้นตอนใหม่ ☐ ปรับปรุง	จัดทำโดย น.ส.เนตรรุจิ จันทร์หอม งานบริการการศึกษา ณ วันที่.....
---	--	--

ตรวจสอบข้อมูลแล้ว  (นายสมชาย หลวงสนาม) หัวหน้างานบริการการศึกษา วันที่.....	ตรวจสอบข้อมูลแล้ว  (นางสาวเปรมจิตร ชนมาร) ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี วันที่.....26 มิถุนายน 2568.....
--	--