


ชุดตรวจ 4in1 ATK



1. COVID-19
2. Influenza A
3. Influenza B
4. RSV (Respiratory Syncytial Virus)


วิธีทดสอบ

1. ล้างมือให้สะอาด
2. ตรวจสอบอุปกรณ์และวันหมดอายุ
3. นำไม้พันสำลีแห้งโพรงจมูกทั้งสองข้าง โดยหมุนข้างละ 3-4 ครั้ง




งยหน้าเล็กน้อย


4. จุ่มไม้พันสำลีในหลอดที่มีน้ำยาทดสอบ หมุนวนในน้ำยาประมาณ 5 ครั้ง
5. หยดน้ำยาลงในตลับทดสอบแต่ละช่อง ช่องละ 2-3 หยด รอประมาณ 15 นาที จากนั้นจึงอ่านผลทดสอบ




การแปลผลทดสอบ




ผลทดสอบเป็น + FluA
แถบสีแดงขึ้นที่ C+A
ติดเชื้อใช้หัววัดใหญ่ สายพันธุ์ A




ผลทดสอบเป็น + FluB
แถบสีแดงที่ขึ้น C+B
ติดเชื้อใช้หัววัดใหญ่ สายพันธุ์ B




ผลทดสอบเป็น + FluA และ + FluB
แถบสีแดงขึ้นที่ C+A+B
ติดเชื้อใช้หัววัดใหญ่ สายพันธุ์ A และ B




ผลทดสอบเป็น + Covid-19
แถบสีแดงขึ้นที่ C+T
ติดเชื้อ Covid-19



ผลทดสอบเป็น + RSV
แถบสีแดงที่ขึ้น C+R
ติดเชื้อ RSV



- ผลทดสอบเป็นลบ
แถบสีแดงเส้นเดียวขึ้นที่ C ทุกช่อง
ไม่ติดเชื้อ




ผลทดสอบ ✗ ไม่ถูกต้อง
แถบสีแดงไม่ขึ้นที่ C ไม่ว่าจะไม่มีหรือไม่มีแถบ T
ให้ทำการทดสอบอีกครั้ง

*หมายเหตุ : ขั้นตอนการทดสอบแต่ละยี่ห้ออาจแตกต่างกัน โปรดปฏิบัติตามคู่มือที่มาพร้อมกับชุดทดสอบ

ข้อควรระวัง



1. หลังจากนำตลับตรวจออกจากซองแล้ว ควรใช้งานภายใน 1 ชั่วโมง
2. ห้ามใช้ชุดตรวจหากซองบรรจุเสียหาย หรือหลังวันหมดอายุ
3. ห้ามนำตลับตรวจหรืออุปกรณ์กลับมาใช้ซ้ำ
4. ควรอ่านผลการทดสอบภายใน 15-20 นาที ห้ามอ่านผลหลังจาก 20 นาที
5. ควรใช้ตัวอย่างที่เก็บสดใหม่
6. ใช้น้ำยาทดสอบที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์นี้เท่านั้น
7. น้ำยาทดสอบอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตา



แหล่งอ้างอิง:
1. HIPBiotech. ชุดตรวจแอนติเจนของเชื้อไวรัสโควิด 19 แบบ 4 in 1 [Internet]. HIPBiotech; [cited 2025 Dec 4]. Available from: <https://www.hipbiotech.com/product/rapid-covid-19flu-a-brsv-antigen-combo-test-cassette/>
2. กรมควบคุมโรค. รายละเอียดโรค COVID-19 [Internet]. DDC MOPH; [cited 2025 Dec 4]. Available from: https://ddc.moph.go.th/disease_detail.php?d=20
3. โรงพยาบาลเพชรเวช. How to use Antigen test kit [Internet]. Petcharavej Hospital; [cited 2025 Dec 4]. Available from: https://www.petcharavejhospital.com/th/Article/article_detail/How-to-use-Antigen-test-kit



คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิสิตเภสัชศาสตร์
ชั้นปีที่ 4